


# 映像をブルーレイディスクに簡単録画

## 多様な入力端子を搭載した変換装置


簡単にメディカル機器のハイビジョン映像を  
ブルーレイに記録できます  
院内共聴も接続可能



## 手術映像HD録画システム

ハイビジョンデジタル録画システム

## システム構成図



## システム

- ・ビデオシステム等 (RGBもしくはHD-SDI) の映像をハードディスクレコーダーに記録するシステム
- ・ブルーレイ内蔵ハードディスクレコーダーのため、長時間の録画が可能
- ・リアルタイムにHD録画が簡単にできます
- ・大型モニターにハイビジョン画質で再生可能

## 関連製品

### MDM手術撮影システム

～デジタルハイビジョン撮影用架台

OP室の透明化や医療情報の公開資料に  
日々手術撮影の手技を手軽に撮影することが可能



#### 製品特徴

- ①手術・治療撮影を院内スタッフだけで簡単に済ませます
- ②手技を妨げることなく安定したデジタルハイビジョン撮影ができます
- ③高画質記録及びSDカード対応
- ④遠隔操作ができる3Dコントロールシステムにより、自由なアングルから撮影ができます
- ⑤限られたスペースで自在に適應する3段式アームを採用、コンパクトに収納可能

## 規格仕様

項目	規格
映像デジタル入力	HD-SDI / SD-SDI (SMPTE292M / SMPTE259M準拠) HDMI (HDCP非対応)
映像アナログ入力	D1 / D3端子, RCAピンジャック (750Ω, NTSCコンポジット) (SMPTE17準拠)
音声デジタル入力	SDI (SMPTE272M, SMPTE299M準拠) もしくは HDMIに重畳されたエンベデッド音声 (2ch)
音声アナログ入力	RCAピンジャック (ハイインピーダンス, 2ch)
出力チャンネル	ch. 1～62 (CATV ch. 含む) (90～770MHz)
出力レベル	90～110dBμV (1dBステップ)
出力端子	F型 (75Ω)
電源電圧	AC100V ± 10%以内 50・60Hz
消費電力	約62VA / 約34W
外観寸法	44 (H) × 430 (W) × 350 (D) mm (突起物は含まず)
質量 (重量)	約4.5kg (付属品は含まず)

※液晶画面は、ハメコミ合成によるイメージです。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問合せ・ご用命は

**iluck Ltd.**  
Medical & Dental Support  
<http://md.iluck.jp/>  
有限会社アイラック  
広島市中区本川町2丁目2-1 A&Iビル  
TEL 082-545-8035 FAX 082-545-8036  
■お問合せは、e-mail/md@iluck.jp